


---

**FOLIOXANE®**



NOVATECH

# Parce que la vie est précieuse.

Fondée en 1986, NOVATECH produit des stents en silicone développés par le Dr Dumon depuis plus de 30 ans. Afin d'améliorer les soins aux patients, de nombreux développements ont été ajoutés au fil des ans.



Bureaux, production et entrepôt à La Ciotat, dans le sud de la France

## Qualité « Made in Europe »

Nos exigences élevées en matière de qualité, de fonctionnement et de rentabilité, ainsi que notre capacité à réagir rapidement aux besoins individuels, nous ont valu la confiance des médecins du monde entier.

Les feuilles de silicone FOLIOXANE® sont disponibles chez Novatech depuis plus de deux décennies.



Notre vaste expérience et nos stricts critères de qualité ne servent qu'un objectif :  
**Fournir des produits qui donnent aux patients une meilleure qualité de vie.**



Depuis 2003, Novatech SA fait partie du bess group à Berlin, en Allemagne — une entreprise familiale de dispositifs médicaux avec plus de 30 ans d'expertise dans la technologie des dispositifs médicaux.





# FOLIOXANE®

## Feuilles de silicone stériles, transparentes


Les feuilles de silicone stériles FOLIOXANE® peuvent être utilisées dans de nombreux domaines de chirurgie pour éviter une adhésion tissulaire, par exemple dans le conduit auditif après une tympanoplastie, dans la fosse nasale après une septoplastie ou dans la cavité buccale.

Souvent des feuilles de grande taille sont découpées avant utilisation et peuvent être re-stérilisées une fois comme indiqué dans le mode d'emploi.

**« UNRESTRICTED »  
implantables au-delà de 29 jours**

Feuilles de silicone, stériles  
« unrestricted »

REF	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)		Conditionnement
		A	B	
FU012XS	0,12	50	50	5
FU012S		70	90	
FU012L		150	200	
FU025XS	0,25	50	50	
FU025S		70	90	
FU025L		150	200	
FU050XS	0,50	50	50	
FU050S		70	90	
FU050M		90	150	
FU050L		150	200	
FU075S	0,75	70	90	
FU075L		150	200	
FU100XS	1,00	50	50	
FU100S		70	90	
FU100M		90	150	
FU100L		150	200	
FU150S	1,50	70	90	
FU150L		150	200	
FU300S	3,00	70	90	



**« RESTRICTED »  
implantables jusqu'à 29 jours**

Feuilles de silicone, stériles  
« restricted »

REF	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)		Conditionnement
		A	B	
FR012S	0,12	70	90	5
FR012L		150	200	
FR025S	0,25	70	90	
FR025L		150	200	
FR050S	0,50	70	90	
FR050M		90	150	
FR050L		150	200	
FR100S	1,00	70	90	
FR100M		90	150	
FR100L		150	200	

Feuilles de silicone,  
renforcées de tissu polyester, stériles  
« unrestricted »

REF	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)		Conditionnement
		A	B	
FURD050S	0,50	70	90	5
FURD050L		150	200	
FURD075S	0,75	70	90	
FURD075M		90	150	
FURD075L		150	200	
FURD100S	1,00	70	90	
FURD100L		150	200	

Feuilles de silicone,  
renforcées de tissu polyester, stériles  
« restricted »

REF	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)		Conditionnement
		A	B	
FRRD050S	0,50	70	90	5
FRRD050L		150	200	
FRRD075S	0,75	70	90	
FRRD075M		90	150	
FRRD075L		150	200	
FRRD100S	1,00	70	90	
FRRD100L		150	200	



### Les produits dans ce catalogue sont marqués .



bess pro gmbh — Berlin, Allemagne



Veillez respecter les instructions accompagnant le produit. Ce sont elles qui sont déterminantes. Les indications concernant l'utilisation des produits dans ce catalogue servent uniquement à la compréhension et fournissent l'état des connaissances au moment de l'impression. Veillez vous procurer la version actuelle si vous en avez besoin.



Les modes d'emploi de certains de nos produits sont fournis uniquement sous forme électronique (fichier pdf) sur notre site Internet. Les données d'accès figurent sur l'étiquette du produit.

**Veillez noter que la disponibilité des produits peut varier selon les pays. Veuillez nous contacter pour plus de détails.**

**FOLIOXANE®**

Feuilles de silicone



NOV-MIR-PCA-CA016\_FR\_Rev.:2



a bess group company

**Novatech SA**

Société anonyme au capital de 160.000 € • 398 941 260 RCS Marseille

TVA CEE FR59398941260 • certifiée selon EN ISO 13485

Siège social / Adresse postale :

Z.I. Athélia III — 1058, Voie Antiope

F—13705 La Ciotat cedex, France

Tel. +33 (0) 442 98 15 60 • Fax +33 (0) 442 98 15 63

info@novatech.fr • www.novatech.fr