


Système de stabilisation pour bronchoscopes (BSS)



Novatech
new biotechnology for life

a bess group company



Mediflex™

Mécanisme de serrage central

BSS

Protections en silicone



BSS Flex
avec bras flexible

Système de stabilisation pour bronchoscopes (BSS)

Précision grâce à la stabilité

Les systèmes de stabilisation pour bronchoscopes de Mediflex offrent une solution innovante pour la fixation sûre du bronchoscope lors d'interventions diagnostiques et thérapeutiques. La stabilisation fiable de l'instrument améliore la précision, augmente l'efficacité et renforce la sécurité pour les utilisateurs et les patients.

Design


- **Fixation stable :** Le système maintient le bronchoscope en position fixe, ce qui permet d'améliorer la qualité des résultats diagnostiques.
- **Conception ergonomique :** Un mécanisme de serrage central permet de contrôler simultanément trois articulations pour un positionnement simple et précis.
- **Maintien sécurisé :** Des protections en silicone assurent un contact délicat avec l'instrument tout en garantissant une fixation sûre.
- **Adaptation flexible :** Bras de support vertical réglable en hauteur pour différentes positions du patient et diverses plateformes d'imagerie.
- **Fixation robuste :** Des segments de rail avec pince pour table assurent une fixation stable sur la table opératoire ; une pince de rail optionnelle est disponible pour les lits sans rail intégré.

Bras de support vertical

Segment de rail avec pince pour table



BSS



BSS Flex
avec bras flexible

Sets

REF	Article
MF 38000	BSS Set <ul style="list-style-type: none"> • Système de stabilisation (REF MF 38000-1) • Pince de rail pour table d'opération (REF MF 38000-2) • Valise de rangement (REF MF 38100)

REF	Article
MF 38310	BSS Flex Set <ul style="list-style-type: none"> • Système de stabilisation avec bras flexible (REF MF38300) • Support avec pince pour rail pour bras de maintien (REF MF38301) • Valise de rangement (REF MF38100)

Avantages au quotidien clinique

- **Précision maximale** : La réduction des mouvements diminue les erreurs de prélèvement et raccourcit le temps d'intervention.
- **Gain d'efficacité** : Le personnel est libéré de la tâche de maintenir le bronchoscope, ce qui optimise le flux de travail.
- **Radioprotection** : Conforme au principe ALARA, permettant à l'équipe de se tenir à distance pendant les procédures d'imagerie.
- **Ergonomie & sécurité** : Réduit la fatigue et le risque de blessures liés au maintien prolongé de l'instrument.
- **Idéal pour la formation** : La stabilité facilite les processus d'enseignement et d'apprentissage.
- **Installation rapide** : Montage simple sur table ou lit pour une mise en service immédiate.



Compatibilité

Les systèmes sont compatibles avec tous les bronchoscopes courants ainsi qu'avec les plateformes d'imagerie et de navigation, notamment :

- Bronchoscopes flexibles et rigides
- Fluoroscopie (bras en C), CBCT
- CT (peropératoire)
- eMNS, EBUS, TBLC et bronchoscopie robotisée

Composants

REF	Article
MF 38000-1	BSS avec support de bronchoscope (sans pince de rail)
MF 38000-2	Pince de rail pour table d'opération
MF 38111	Serre-joint de table avec segment de rail, rail 6" (152 cm) / ouverture 1,5" (3,8 cm)
MF 38113	Serre-joint de table avec segment de rail, rail 6" (152 cm) / ouverture 3,86" (9,8 cm)
MF 38100	Mallette de rangement pour BSS avec inserts en mousse
MF 38300	Bras flexible de maintien pour bronchoscope
MF 38301	Tige de montage avec pince de rail pour bras flexible de maintien
MF 99706-SL	Inserts en silicone



Novatech SA is part of

bess.group



À propos de

Mediflex™

Mediflex™ est une entreprise familiale américaine qui développe et fabrique des instruments chirurgicaux innovants depuis 1969. Fondée par David T. Adler, elle a été la première à appliquer les principes de l'ingénierie industrielle à la technologie médicale – une approche qui a profondément influencé le développement des systèmes modernes de stabilisation chirurgicale.

Mediflex est une marque déposée de Flexbar® Machine Corp.,
Islandia, NY, USA.

Les produits dans ce catalogue sont marqués C€.



Mediflex Surgical Products — USA



Les modes d'emploi de certains de nos produits sont fournis unique-
ment sous forme électronique (fichier pdf) sur notre site Internet.
Les données d'accès figurent sur l'étiquette du produit.

Veuillez noter que la disponibilité des produits peut varier
selon les pays. Veuillez nous contacter pour plus de détails.



Novatech
new biotechnology for life

a bess group company

Novatech SA

Société anonyme au capital de 160.000 € • 398 941 260 RCS Marseille
TVA CEE FR59398941260 • certifiée selon EN ISO 13485
Siège social / Adresse postale :
Z.I. Athélia III — 1058, Voie Antiope
F—13705 La Ciotat cedex, France
Tel. +33 (0) 442 98 15 60 • Fax +33 (0) 442 98 15 63
info@novatech.fr • www.novatech.fr

**Système de
stabilisation pour
bronchoscopes
(BSS)**

